# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Факультет физики

## Лабораторная работа

«Кислотно-основное титрование»

Работу выполнил студент 3 курса Захаров Сергей Дмитриевич



Москва 12 сентября 2020

## Содержание

1.	Опыт 1: Гидролиз солей				
	1.1. Реактивы и оборудование:				
	1.2. Порядок выполнения опыта				
	1.3. Дополнительное задание				
2.	Опыт 2: Факторы, влияющие на степень гидролиза				
	2.1. Реактивы и оборудование				
	2.2. Порядок выполнения				
3.	Буферные растворы				
	3.1. Реактивы и оборудование				

## 1. Опыт 1: Гидролиз солей

#### 1.1. Реактивы и оборудование:

- Сухие соли: CH<sub>3</sub>COONa, MgCl<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, NaCl, CH<sub>3</sub>COONH<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, ZnCl<sub>2</sub>
- Раствор универсального индикатора
- Пробирки
- Шпатель для реактивов
- Стеклянная палочка

### 1.2. Порядок выполнения опыта

В 8 пробирок были добавлены по одному микрошпателю указанных сухих солей, после чего они были разбавлены одинаковым небольшим количеством дистиллированной воды. К полученным растворам был также добавлен в небольшом объеме (2-3 капли). Все растворы были тщательно перемешаны стеклянной палочкой.

В результате были получены следующие значения для рН:

В-во	CH <sub>3</sub> COONa	$MgCl_2$	$Na_2CO_3$	$(NH_4)_2CO_3$	NaCl	CH <sub>3</sub> COONH <sub>4</sub>	Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	$ZnCl_2$
pН	8	7	10	9.5	7	8	10	4.5

## 1.3. Дополнительное задание

• CH<sub>3</sub>COONa — сильное основание и слабая кислота, гидролиз по аниону:

$$CH_3COO^- + HOH \Longrightarrow CH_3COOH + OH^-$$
  
 $CH_3COONa + HOH \Longrightarrow CH_3COOH + NaOH$ 

- $MgCl_2$  среднее основание и сильная кислота, гидролиз в целом не идет (но если бы шел, то был бы по катиону)
- $Na_2CO_3$  сильное основание и слабая кислота, гидролиз по аниону

#### 1 ступень

$$CO_3^{2-} + HOH \Longrightarrow HCO_3^- + OH^-$$
  
 $Na_2CO_3 + HOH \Longrightarrow NaHCO_3 + NaOH$ 

#### 2 ступень

$$\mathrm{HCO_3}^- + \mathrm{HOH} \Longrightarrow \mathrm{H_2CO_3} + \mathrm{OH}^-$$
  
 $\mathrm{NaHCO_3} + \mathrm{HOH} \Longrightarrow \mathrm{H_2CO_3} + \mathrm{NaOH}$ 

•  $(NH_4)_2CO_3$  — слабое основание и слабая кислота, гидролиз и по аниону, и по катиону:

$$NH_4^+ + CO_3^{2-} + HOH \Longrightarrow HCO_3^- + NH_4OH$$
  
 $(NH_4)_2CO_3 + HOH \Longrightarrow NH_4CO_3 + NH_4OH$ 

• NaCl — сильное основание и сильная кислота, гидролиз не идет.

•  $CH_3COONH_4$  — слабое основание и слабая кислота, гидролиз и по аниону, и по катиону:

$$NH_4^+ + COOCH_3^- + HOH \Longrightarrow NH_4OH + CH_3COOH$$
  
 $CH_3COONH_4 + HOH \Longrightarrow NH_4OH + CH_3COOH$ 

• Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> — сильное основание и слабая кислота, гидролиз по аниону

#### 1 ступень

$$SO_3^{2-} + HOH \Longrightarrow HSO_3^- + OH^-$$
  
 $Na_2SO_3 + HOH \Longrightarrow NaHSO_3 + NaOH$ 

#### 2 ступень

$$\mathrm{HSO_3}^- + \mathrm{HOH} \Longrightarrow \mathrm{H_2SO_3} + \mathrm{OH}^-$$
  
 $\mathrm{NaHSO_3} + \mathrm{HOH} \Longrightarrow \mathrm{H_2SO_3} + \mathrm{NaOH}$ 

• ZnCl<sub>2</sub> — слабое основание и сильная кислота, гидролиз по катиону

#### 1 ступень

$$Zn^{2+} + HOH \Longrightarrow ZnOH^+ + H^+$$
 $ZnCl_2 + HOH \Longrightarrow ZnOHCl + HCl$ 
**2 ступень**
 $ZnOH^+ + HOH \Longrightarrow Zn(OH)_2 + H^+$ 
 $ZnOHCl + HOH \Longrightarrow Zn(OH)_2 + HCl$ 

## 2. Опыт 2: Факторы, влияющие на степень гидролиза

## 2.1. Реактивы и оборудование

- $\bullet$  Сухие соли: CH3COONa, MgCl2, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO3, ZnCl2
- Раствор универсального индикатора
- Индикаторная бумага
- Пробирки
- Шпатель для реактивов
- Стеклянная палочка
- Спиртовка

## 2.2. Порядок выполнения

#### Влияние силы кислоты и основания, образующих соль, на степень ее гидролиза

В одну пробирку был внесен  $Na_2SO_3$ , во вторую —  $Na_2CO_3$ . К обеим солям было прилито одно и то же небольшое количество воды и несколько капель универсального индикатора, после чего они были размешаны с помощью стеклянной палочки.

Полученные результаты приведены в таблице ниже:

В-во	Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
рН	10	11

H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> более сильная, чем H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, поэтому степень гидролиза будет выше у Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.

 $\bullet$  Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> — сильное основание и слабая кислота, гидролиз по аниону

#### 1 ступень

$$SO_3^{2-} + HOH \Longrightarrow HSO_3^- + OH^-$$
  
 $Na_2SO_3 + HOH \Longrightarrow NaHSO_3 + NaOH$ 

#### 2 ступень

$$HSO_3^- + HOH \Longrightarrow H_2SO_3 + OH^-$$
  
 $NaHSO_3 + HOH \Longrightarrow H_2SO_3 + NaOH$ 

•  $Na_2CO_3$  — сильное основание и слабая кислота, гидролиз по аниону

#### 1 ступень

$$CO_3^{2^-} + HOH \Longrightarrow HCO_3^- + OH^-$$
  
 $Na_2CO_3 + HOH \Longrightarrow NaHCO_3 + NaOH$ 

#### 2 ступень

$$\mathrm{HCO_3}^- + \mathrm{HOH} \Longrightarrow \mathrm{H_2CO_3} + \mathrm{OH}^-$$
  
 $\mathrm{NaHCO_3} + \mathrm{HOH} \Longrightarrow \mathrm{H_2CO_3} + \mathrm{NaOH}$ 

То же самое было проделано для ZnCl<sub>2</sub> и MgCl<sub>2</sub>. Результаты:

В-во	$ZnCl_2$	$MgCl_2$
рН	5	8

• ZnCl<sub>2</sub> — слабое основание и сильная кислота, гидролиз по катиону

#### 1 ступень

$$Zn^{2+} + HOH \Longrightarrow ZnOH^+ + H^+$$
  
 $ZnCl_2 + HOH \Longrightarrow ZnOHCl + HCl$ 

#### 2 ступень

$$ZnOH^+ + HOH \Longrightarrow Zn(OH)_2 + H^+$$
  
 $ZnOHCl + HOH \Longrightarrow Zn(OH)_2 + HCl$ 

•  $MgCl_2$  — слабое основание и сильная кислота, гидролиз по катиону:

#### 1 ступень

$$Mg_2^+ + HOH \Longrightarrow MgOH^+ + H^+$$
  
 $MgCl_2 + HOH \Longrightarrow MgOHCl + HCl$ 

#### 2 ступень

$$MgOH^+ + HOH \Longrightarrow Mg(OH)_2 + H^+$$
  
 $MgOHCl + HOH \Longrightarrow Mg(OH)_2 + HCl$ 

#### Влияние температуры на степень гидролиза

В пробирку был внесен CH<sub>3</sub>COONa, к которому был прилит небольшой объем воды и несколько капель фенолфталеина, после чего раствор был перемешан. Раствор при этом оставался прозрачным. После этого пробирка с раствором была постепенно нагрета на спиртовой горелке, в ходе чего было отмечено изменение оттенка раствора с бесцветного на нежно-розовый, что свидетельствует о появлении в пробирке щелочной среды. Это неудивительно: гидролиз – эндотермическая среда, поэтому повышение температуры смещает равновесие в сторону продуктов.

#### Гидролиз средних и кислых солей

В одну пробирку был внесен Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, во вторую — NaHCO<sub>3</sub>. К обеим солям было прилито одно и то же небольшое количество воды и несколько капель универсального индикатора, после чего они были размешаны с помощью стеклянной палочки.

Результаты рН полученных растворов приведены ниже:

В-во	$Na_2CO_3$	NaHCO <sub>3</sub>
рН	9.5	7.5

• Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> — сильное основание и слабая кислота, гидролиз по аниону

#### 1 ступень

$$CO_3^{2-} + HOH \Longrightarrow HCO_3^- + OH^-$$
  
 $Na_2CO_3 + HOH \Longrightarrow NaHCO_3 + NaOH$ 

#### 2 ступень

$$\mathrm{HCO_3}^- + \mathrm{HOH} \Longrightarrow \mathrm{H_2CO_3} \left( \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2} \right) + \mathrm{OH}^-$$
  
 $\mathrm{NaHCO_3} + \mathrm{HOH} \Longrightarrow \mathrm{H_2CO_3} \left( \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2} \right) + \mathrm{NaOH}$ 

• NaHCO<sub>3</sub> — сильное основание и слабая кислота, гидролиз по аниону

$$\mathrm{HCO_3}^- + \mathrm{H_2O} \Longrightarrow \mathrm{H_2CO_3} \left( \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2} \right) + \mathrm{OH}^ \mathrm{NaHCO_3} + \mathrm{H_2O} \Longrightarrow \mathrm{H_2CO_3} \left( \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2} \right) + \mathrm{NaOH}$$

## 3. Буферные растворы

## 3.1. Реактивы и оборудование

• Сухие соли: NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> · 2 H<sub>2</sub>O, NaOH

• Растворы: HCl 0.1M, NaOH 0.1M

• Раствор универсального индикатора

• Индикаторная бумага

• Мерная колба на 100 мл

• Весы

• Шпатель для реактивов

- Стеклянная палочка
- Два стаканчика на 100 мл

#### Расчет навесок

 $NaH_2PO_4 + NaOH \longrightarrow Na_2HPO_4 + H_2O$ 

По условию  $\nu({\rm NaH_2PO_4})=2\nu({\rm Na_2HPO_4}).$  Положим индекс 1 для  ${\rm NaH_2PO_4},$  индекс 2 — для  ${\rm Na_2HPO_4}.$  Тогда

Подготовленные навески  $NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$ , NaOH были внесены в мерную колбу, после чего она была залита водой до отметки, а полученный раствор — тщательно перемешан. pH полученного буферного раствора оказалась близка к нейтральной.

После этого полученный раствор был разделен поровну между двумя стаканчиками на 100 мл. В стаканчики было добавлено 2-3 капли универсального индикатора. Затем в один из стаканчиков по капле прибавлялся раствор HCl, в другой — NaOH

Наблюдения следующие: до добавления определенного объема раствора кислоты или щелочи окраска раствора менялась слабо, после чего резко поменялась. Пороговые значения приведены ниже:

В-во	HCl	NaOH
Объем, мл	2.5	2.4

Запишем формулу диссоциации:

$$\mathrm{H_2PO_4}^- \Longrightarrow \mathrm{H}^+ + \mathrm{HPO_4}^{2-}$$

Посчитаем константу:

$$K_A = \frac{[\mathrm{HPO_4}^{2-}][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{HPO_4}^-]} \approx 6.2 \cdot 10^{-8} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{p}K_A = -\lg K_A = 7.2$$

Таким образом, рН изначального раствора оказывается равной:

$$pH = pK_A + lg \frac{[Na_2HPO_4]}{[NaH_2PO_4]} = 7.2$$

Реакция с основанием:

$$\mathrm{NaH_{2}PO_{4} + NaOH \longrightarrow Na_{2}HPO_{4} + H_{2}O}$$

В таком случае рН:

$$pH = pK_A + lg \frac{[Na_2HPO_4] + \Delta}{[NaH_2PO_4] - \Delta} = 7.7$$

Реакция с кислотой:

$$Na_2HPO_4 + HCl \longrightarrow NaH_2PO_4 + NaCl$$

В таком случае рН:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \lg \frac{[\mathrm{Na_2HPO_4}] - \Delta}{[\mathrm{NaH_2PO_4}] + \Delta} = 6.65$$

#### Вывод константы гидролиза

Выведем на примере  $CH_3COONa$ :  $CH_3COO^- + HOH \Longrightarrow CH_3COOH + OH^ CH_3COONa + HOH \Longrightarrow CH_3COOH + NaOH$ 

$$\frac{[\mathrm{OH^-}][\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{CH_3COO^-}][\mathrm{H_2O}]} = K \quad K_\Gamma = K[\mathrm{H_2O}]$$

Введем  $K_{\rm H_2O} = [{\rm H^+}][{\rm OH^-}],$ тогда:

$$\frac{K_{\rm H_2O}[{\rm CH_3COOH}]}{[{\rm H}^+][{\rm CH_3COO}^-]} = \frac{K_{\rm H_2O}}{K_{\rm CH_3COOH}} = K_{\Gamma} = 5.9 \cdot 10^{-10}$$