НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Факультет физики

Лабораторная работа

«Окислительно-восстановительные реакции; Синтез наночастиц $\mathrm{Sr}_{1-x}\mathrm{La}_x\mathrm{F}_2$ »

Работу выполнил студент 3 курса Захаров Сергей Дмитриевич



Москва 19 сентября 2020

Содержание

1.	OKE	ислительно-восстановительные реакции	2
	1.1.	Опыт 1: Реакции с участием кислорода воздуха	2
		1.1.1. Реактивы и оборудование	2
		1.1.2. Порядок выполнения	2
	1.2.	Окислительные свойства дихромата калия	3
		1.2.1. Реактивы и оборудование	3
		1.2.2. Порядок выполнения работы	3
	1.3.	Опыт 3: Окислительно-восстановительные свойства ионов металлов в различных	
		степенях окисления	3
		1.3.1. Реактивы и оборудование	3
		1.3.2. Порядок выполнения работы	4
	1.4.	Опыт 4: Термическое разложение дихромата аммония	4
		1.4.1. Реактивы и оборудование	4
		1.4.2. Порядок выполнения работы	4
	1.5.	Опыт 5: Влияние среды на окислительные свойства перманганата калия	4
		1.5.1. Реактивы и оборудование	4
		1.5.2. Порядок выполнения работы	5
	1.6.	Опыт 6: Окислительные и восстановительные свойства пероксида водорода	5
		1.6.1. Реактивы и оборудование	5
		1.6.2. Порядок выполнения работы	5

1. Окислительно-восстановительные реакции

1.1. Опыт 1: Реакции с участием кислорода воздуха

1.1.1. Реактивы и оборудование

- Сухие соли: $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$, $MnSO_4$
- Раствор NaOH
- Магниевая стружка
- Раствор фенолфталеина
- Пробирки
- Шпатель для реактивов
- Стеклянная палочка
- Пинцет
- Спиртовка

1.1.2. Порядок выполнения

Реакции гидроксидов металлов в промежуточной степени окисления с кислородом воздуха

В две пробирки были помещены по одному микрошпателю сухих солей: в первую $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6\,H_2O$, во вторую — $MnSO_4$, после чего в каждую пробирку был прилит небольшой объем воды для полного растворения солей в нем. Затем в каждую пробирку был по каплям прилит раствор NaOH.

В результате этого произошло следующее:

- Раствор соли Мора (FeSO₄ · (NH₄)₂SO₄ · 6 H₂O), изначально имевший цвет морской волны, сменил цвет на лимонно-желтый. Спустя некоторое время раствор расслоился: сверху осталась бесцветная фракция, снизу осадок указанного цвета.
- Раствор MnSO₄, изначально имевший бледно-желтый цвет, постепенно набрал его, и стал оранжеватым. Спустя некоторое время он растворился так же, как и раствор соли Мора

Уравнение реакции с солью Мора:

$$aaaAAaA$$
 (1)

Уравнение реакции с MnSO₄:

$$MnSO_4 + 2 NaOH \longrightarrow Mn(OH)_2 + Na_2SO_4$$
 (2)

Горение металлов на воздухе

В вытяжном шкафу, с помощью спиртовки, было подожжено небольшое количество магния. Он быстро сгорел ярко-белой вспышкой, после чего продукт горения был помещен в пробирку и залит небольшим объемом воды, после чего был добавлен небольшой объем раствора фенолфталеина. Раствор окрасился в устойчивый розовый цвет, что свидетельствует о щелочной среде. Растворяется продукт реакции слабо.

С точки зрения химической реакции произошло следующее:

$$2 \,\mathrm{Mg} + \mathrm{O}_2 \longrightarrow \mathrm{MgO} -$$
 горения магния в кислороде воздуха (3)

$$MgO + H_2O \longrightarrow Mg(OH)_2$$
 — реакция оксида магния с водой (4)

1.2. Окислительные свойства дихромата калия

1.2.1. Реактивы и оборудование

• Сухие соли: $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$

• Растворы: K₂Cr₂O₇, HCl (0.1M)

• Пробирки

• Шпатель для реактивов

• Стеклянная палочка

1.2.2. Порядок выполнения работы

В пробирку было внесено 2-3 капли раствора $K_2Cr_2O_7$, 7-8 капель 0.1М HCl. После этого в пробирку был добавлен один микрошпатель $FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$. Затем содержимое пробирки было тщательно перемешано до полного растворения соли.

В ходе протекания реакции окраска менялась следующим образом: сперва цвет раствора был желтым, после чего сменил цвет на цвет разбавленного медицинского йода, а затем побледнел, превратившись скорее в подобие суспензии, нежели в раствор.

Уравнение реакции:

$$6 \operatorname{FeSO}_{4} \cdot (\operatorname{NH}_{4})_{2} \operatorname{SO}_{4} \cdot 6 \operatorname{H}_{2} \operatorname{O} + \operatorname{K}_{2} \operatorname{Cr}_{2} \operatorname{O}_{7} + 14 \operatorname{HCl} \longrightarrow 2 \operatorname{KCl} + 2 \operatorname{CrCl}_{3} + 2 \operatorname{FeCl}_{3} + 6 (\operatorname{NH}_{4})_{2} \operatorname{SO}_{4} + 43 \operatorname{H}_{2} \operatorname{O} + 2 \operatorname{Fe}_{2} (\operatorname{SO}_{4})_{3}$$

1.3. Опыт 3: Окислительно-восстановительные свойства ионов металлов в различных степенях окисления

1.3.1. Реактивы и оборудование

- Сухие соли: FeCl₃, K₄[Fe(CN)₆], SnCl₂
- Пробирки
- Шпатель для реактивов
- Стеклянная палочка

1.3.2. Порядок выполнения работы

В пробирку было внесено 2 капли раствора $FeCl_3$, к которым была добавлена одна капля раствора $K_4[Fe(CN)_6]$ (желтой кровяной соли). Раствор принял темно-лазурный цвет. Уравнение реакции:

$$FeCl_3 + K_4[Fe(CN)_6] \longrightarrow 3 KCl + KFe[Fe(CN)_6]$$
 (5)

После этого было прилито несколько капель раствора $SnCl_2$. Растворе почернел, Уравнение реакции:

Реакция восстановления FeCl₃:

$$2 \operatorname{FeCl}_3 + \operatorname{SnCl}_2 \longrightarrow 2 \operatorname{FeCl}_2 + \operatorname{SnCl}_4 \tag{6}$$

1.4. Опыт 4: Термическое разложение дихромата аммония

1.4.1. Реактивы и оборудование

- Сухая соль (NH₄)₂Cr₂O₇
- Алюминиевая фольга
- Спички

1.4.2. Порядок выполнения работы

Опыт демонстрационный. На алюминиевую фольгу было насыпано небольшое количество $(NH_4)_2Cr_2O_7$, после чего он был подожжен с помощью спички. В результате получился "вулканчик" (Вулкан Беттгера) из дихромата аммония, который извергал из себя продукты реакции.

Уравнение реакции:

$$(NH4)2Cr2O7 \longrightarrow N2 + Cr2O3 + 4 H2O$$
 (7)

Черные продукты реакции, которые извергал вулкан, и есть Cr_2O_3 .

1.5. Опыт 5: Влияние среды на окислительные свойства перманганата калия

1.5.1. Реактивы и оборудование

- Растворы: KMnO₄ (0.01M), HCl (0.1M), NaOH (1M)
- Сухая соль: Na₂SO₃
- Пробирки
- Шпатель для реактивов
- Стеклянная палочка

1.5.2. Порядок выполнения работы

В три пробирки было помещено 3-4 капли раствора $KMnO_4$. В первую пробирку было прилито 5-10 капель HCl, во вторую — 5-10 капель дистиллированной воды, в третью — 5-10 капель NaOH. После этого в каждую из пробирок было добавлено по 1 микрошпателю Na_2SO_3 .

В результате произошло следующее:

- В 1-ой пробирке раствор обесцветился.
- Во 2-ой пробирке раствор стал бледно-желтоватым с коричневым осадком хлопьями.
- В 3-ей пробирке раствор сперва стал изумрудным, а спустя время изменил свой цвет коричневато-серый.

Уравнения реакция для каждой из пробирок следующие (сперва 1-ая, затем 2-ая и 3-я):

$$5 \operatorname{Na_2SO_3} + 2 \operatorname{KMnO_4} + 6 \operatorname{HCl} \longrightarrow 5 \operatorname{Na_2SO_4} + 2 \operatorname{MnCl_2} + 2 \operatorname{KCl_2} + 3 \operatorname{H_2O}$$
 (8)

$$3 \operatorname{Na_2SO_3} + 2 \operatorname{KMnO_4} + 4 \operatorname{H_2O} \longrightarrow 3 \operatorname{Na_2SO_4} + 2 \operatorname{MnO_2} + 2 \operatorname{KOH}$$

$$\tag{9}$$

$$Na_2SO_3 + 2KMnO_4 + 2KOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2K_2MnO_4 + H_2O$$
 (10)

1.6. Опыт 6: Окислительные и восстановительные свойства пероксида водорода

1.6.1. Реактивы и оборудование

- Растворы: KI (0.05M), K₂Cr₂O₇ (0.1M), HCl (0.1M), H₂O₂ (3%).
- Пробирки
- Пипетки

1.6.2. Порядок выполнения работы

a)

В пробирку был налит 1 мл раствора KI, который был подкислен 1-2 каплями HCl. После этого в ту же пробирку был прилит небольшой объем H_2O_2 . В результате окраска сменилась с прозрачной на бурую.

Уравнение реакции:

$$2 KI + 2 HCl + H2O2 \longrightarrow I2 + 2 KCl + 2 H2O$$
 (11)

В данном случае окислителем выступает H_2O_2 , а восстановителем — KI.

б)

В пробирку был налит 1 мл раствора $K_2Cr_2O_7$. который был подкислен 1-2 каплями HCl. После этого в ту же пробирку был прилит небольшой объем H_2O_2 . В результате окраска сменилась с желтоватой на цвет кока-колы (раствор еще и шипель), после чего окраска стала оранжевой.

$$K_2Cr_2O_7 + 8HCl + 3H_2O_2 \longrightarrow 2KCl + 2CrCl_3 + 3O_2 + 7H_2O$$
 (12)

В данном случае окислителем выступает $K_2Cr_2O_7$, а восстановителем — H_2O_2 .

2. Синтез наночастиц $\mathrm{Sr}_{1-x}\mathrm{La}_x\mathrm{F}_2$